

A 819
Spolhylsa
för optimal rengöring av ihåliga instrument.

EAN: 4002515990278 / Materialnummer: 10721750 / Gamla materialnummer: 68681900D



- Till exempel för magnetostriktiva ultraljudsspetsar som Cavitron
- Inre mått 108 mm
- Inklusive kåpa med en öppning på Ø 10 mm
- Med fästklämma

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Hållare	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Ultraljudsspetsar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	10
Ytermått, nettobredd i mm	100
Ytermått, nettodjup i mm	114
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,02
Bruttovikt i kg	0,02