

A 830

Tillbehör

för optimal placering av ändarna på munspeglar som kan tas isär.

EAN: 4002516125334 / Materialnummer: 10730400 / Gamla materialnummer: 68683000D



- För användning med insats E 337/1
- 3 fack Ø 8 mm,
14 fack 10 x 19 mm, 2 fack
8 x 19 mm
- Munspeglarnas handtag kan ställas
i facken på 337/1

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PG 8528	•
G 7831	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8591	•
Produktkategori	
Insats/modul för dentalinstrument	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Svart
Antal fack	16
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	49
Ytermått, nettobredd i mm	148
Ytermått, nettodjup i mm	11
Ytermått, brutt höjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01