


DataDiaryID  
NFC-Chipkort  
för enkel användaridentifikation i DataDiary App.




- Enkel användaranmälning per NFC-tag
- Innehåller 5 chipkort
- NFC-taggar är kompatibla med ISO/IEC 14443 (typ A)
- Användningen förutsätter en NFC-kompatibel surfplatta

EAN: 4002515966464 / Materialnummer: 10735270 / Gamla materialnummer: 68819501D

Produkttilhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Små autoklaver	•
Modelltilhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PST 1710	•
PST 1720	•
PST 2210	•
PST 2220	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Vit.
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av objektbärare	•
Rengöring av butyrometrar	•
Rengöring av apoteks-/infusionsflaskor	•
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borror	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av mätcylindrar	•
Rengöring av behållare, till exempel behållare för andningskalk	•

DataDiaryID  
NFC-Chipkort  
för enkel användaridentifikation i DataDiary App.



EAN: 4002515966464 / Materialnummer: 10735270 / Gamla materialnummer: 68819501D

Rengöring av diverse objekt

•

**Mått och vikt**

Ytermått, nettohöjd i mm

54

Ytermått, nettobredd i mm

86

Ytermått, nettodjup i mm

1

Ytermått, bruttohöjd i mm

12

Ytermått, bruttbredd i mm

120

Ytermått, bruttodjup i mm

170

Nettovikt i kg

0,00

Bruttovikt i kg

0,00

**Normer/kontr.märkning/certif.**

ISO/IEC 14443

•