

WA CIP 0301 L
Caps Impraprotect
Impregneringsmedel för sport- och regnkläder, 3-pack.

EAN: 4002515958612 / Materialnummer: 10757650 /
Gamla materialnummer: 11997130EU8



- Effektiv impregnering mot fukt, vind och smuts
- Bäst resultat med efterföljande termisk fixering
- Perfekt fördoserad och enkel att hantera
- För 3 tvättar i alla Miele W1-tvättmaskiner
- Bevarar textiliernas elasticitet och andningsförmåga