


DKF 11-R
Regenereringsbart Longlife AirClean-filter
för Miele köksfläkt DA 7198 W.

EAN: 4002515944400 / Materialnummer: 10787630 /
Gamla materialnummer: 28996385EU1



- Med aktivt kol – neutraliserar oangenäm lukt i köket
- Regenereras helt enkelt i ugnen varje halvår
- Effektivare än ett engångsfilter om utbytesintervallen följs
- 3 års livslängd
- Innehåll: 1 filter, mått: 25,0 cm x 19,8 cm x 4,1 cm