

DS 10

Membrandoseringspump

för 10-litersdunkar, för dosering av flytande medel.

EAN: 4002515992241 / Materialnummer: 10880870 / Gamla materialnummer: 69249101D



- För eftermontering av extra doseringspumpar
- För dosering av rengöringsmedel, spolglans, neutraliseringsmedel
- Inkl. suglans för 10-litersdunk
- Leverans: pump, lans och volymkontroll för dosering samt slangar

Produkttillhörighet	
Stora laboratediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Doseringsystem	•
Standard elanslutning	
AC/DC	DC
Spänning i V	24
Total anslutningseffekt i kW	0,01
Mått och vikt	
Ytermått, bruttohöjd i mm	200
Ytermått, bruttbredd i mm	480
Ytermått, bruttdjup i mm	150
Nettovikt i kg	1,05
Bruttovikt i kg	1,25