

CM/1

ConductivityMeter

för mätning av konduktiviteten och visning av tidpunkt för patronbyte.

EAN: 4002516057420 / Materialnummer: 10889920 / Gamla materialnummer: 69450002D



- Passar för helavsaltningsspatroner
- Visuellt och akustiskt signal av tidpunkt för patronbyte
- 10 kopplingspunkter i mätområdet 0 – 199,9 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- Enradsdisplay, anslutning till extern LED möjlig
- Inklusive vägghållare och nätdel

Produkttillhörighet	
Diskmaskiner, färskvatten	•
Diskmaskiner, tank	•
Diskmaskiner, tank, genomräckning	•
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8060	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PTD 901	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Vattenbehandling	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Svart

CM/1

ConductivityMeter

för mätning av konduktiviteten och visning av tidpunkt för patronbyte.

EAN: 4002516057420 / Materialnummer: 10889920 / Gamla materialnummer: 69450002D



Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	110
Ytermått, nettobredd i mm	125
Ytermått, nettodjup i mm	52
Ytermått, bruttohöjd i mm	155
Ytermått, bruttbredd i mm	310
Ytermått, bruttdjup i mm	350
Nettovikt i kg	1,56
Bruttovikt i kg	2,16