

PR

Protokollskrivare för inbyggnad
för utskrift av processprotokoll.



EAN: 4002516024040 / Materialnummer: 10931290 / Gamla materialnummer: 69247003D

Produkttillhörighet	
Stora laboratediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8617	•
Produktegenskaper	
Färg	Svart
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttonhöjd i mm	95
Ytermått, bruttbredd i mm	190
Ytermått, bruttdjup i mm	291
Nettovikt i kg	0,92
Bruttovikt i kg	2,50