


A 601
Tillbehör
för att lägga till en extra nivå i vagnen A 501.



- Utan spolarm

EAN: 4002516050513 / Materialnummer: 10973970 / Gamla materialnummer: 69660101D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	3
SPRI-trådkorgar [antal]	2
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	33
Ytermått, nettobredd i mm	590
Ytermått, nettodjup i mm	775
Ytermått, brutthöjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	610
Ytermått, bruttodjup i mm	790
Nettovikt i kg	2,12
Bruttovikt i kg	2,96