

A 603
Modul
för utökning av vagnen A 500 med 2 nivåer.



- Med spolarm

EAN: 4002516050520 / Materialnummer: 10973980 / Gamla materialnummer: 69660301D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	3
SPRI-trådkorgar [antal]	2
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	565
Ytermått, nettobredd i mm	640
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, brutthöjd i mm	780
Ytermått, bruttbredd i mm	710
Ytermått, bruttodjup i mm	820
Nettovikt i kg	6,80
Bruttovikt i kg	13,80