

A 606

Tillbehör

för användning av t.ex. laboratorieglassatsar i den övre nivån av vagnen A 503



- Med spolarm

EAN: 4002516050537 / Materialnummer: 10973990 / Gamla materialnummer: 69660601D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör/övriga moduler	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	97
Ytermått, nettobredd i mm	505
Ytermått, nettodjup i mm	606
Ytermått, bruttohöjd i mm	120
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	620
Nettovikt i kg	2,40
Bruttovikt i kg	3,00