

A 314

Korg

för optimal rengöring av oftalmologiska instrument med ihåligheter.



- Inklusive 1 spollist för anslutning av oftalmologiinstrument
- Trådkorg med borttagbart lock
- Särskilt lämpat för vagn A 207

EAN: 4002516321262 / Materialnummer: 10979670 / Gamla materialnummer: 69631400D

Produkttillhörighet	
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	38
Ytermått, nettobredd i mm	223
Ytermått, nettodjup i mm	151
Ytermått, bruttohöjd i mm	75
Ytermått, bruttbredd i mm	180
Ytermått, bruttodjup i mm	245
Nettovikt i kg	0,72
Bruttovikt i kg	0,85