

A 505

Insats

med 3 nivåer för rengöring av laboratorieglass och laboratorieutensilier.



- För placering av insatser och trådkorgar

EAN: 4002516062998 / Materialnummer: 10998970 / Gamla materialnummer: 69650500D

Produkttillhörighet	
Stora laboratediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Vagnar för insatser	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av diverse objekt	•
Kapacitet	
DIN-trådkorgar [antal]	9
SPRI-trådkorgar [antal]	6
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	543
Ytermått, nettobredd i mm	650
Ytermått, nettodjup i mm	790
Ytermått, bruttohöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttodjup i mm	540
Nettovikt i kg	4,40
Bruttovikt i kg	6,40