


A 605

Tillbehör

för optimal rengöring av små rör, injektionsflaskor, provrör osv.



- Försedd med 98 injektordysor
- Max. H 160 mm, max. Ø 20 mm
- Kan användas i vagnen A 503

EAN: 4002516063339 / Materialnummer: 10999010 / Gamla materialnummer: 69660500D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för reagensglas	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av provrör	•
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Reagensglas [antal]	98
Vialer [antal]	98
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	158
Ytermått, nettobredd i mm	254
Ytermått, nettodjup i mm	604
Ytermått, bruttohöjd i mm	270
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttodjup i mm	540
Nettovikt i kg	4,40
Bruttovikt i kg	6,40