

A 612

Tillbehör

för optimal rengöring av laboratorieglass med stor volym.



- Kan individuellt förses med injektordysor
- Lämplig för labbflaskor 2–10 l, rundkolvar 2–6 l
- Passar för E-kolvar 2–5 l, mätkolvar 2–5 l
- Kan användas i vagnen A 503

EAN: 4002516063353 / Materialnummer: 10999050 / Gamla materialnummer: 69661200D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Modul för laboratorieglass, stor volym	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laboratorieglass	•
<b>Kapacitet</b>	
Laboratorieglass, stor volym [antal]	4
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	221
Ytermått, nettobredd i mm	253
Ytermått, nettodjup i mm	608
Ytermått, brutt höjd i mm	245
Ytermått, bruttbredd i mm	270
Ytermått, bruttdjup i mm	635
Nettovikt i kg	3,60
Bruttovikt i kg	4,40