


A 613

Tillbehör

för optimal rengöring av voll- och mätpipetter.



- Försedd med 98 injektordysor
- Passar för mätpipetter med en volym på 1–50 ml
- Passar för vollpipetter med en volym på 1–100 ml
- Kan användas i vagnen A 503

EAN: 4002516063360 / Materialnummer: 10999070 / Gamla materialnummer: 69661300D

Produkttillhörighet	
Stora laboratediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Tillbehör för pipetter	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Pipetter [antal]	98
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	194
Ytermått, nettobredd i mm	254
Ytermått, nettodjup i mm	604
Ytermått, brutt höjd i mm	200
Ytermått, bruttbredd i mm	270
Ytermått, bruttdjup i mm	610
Nettovikt i kg	4,40
Bruttovikt i kg	6,40