

A 620

Tillbehör

för optimal rengöring av laboratorieglass, med 10 injektorplatser.



- Kan individuellt förses med max. 10 dysor
- Kan användas i vagnen A 503
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516063391 / Materialnummer: 10999100 / Gamla materialnummer: 69662000D

Produkttillhörighet	
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	113
Ytermått, nettobredd i mm	133
Ytermått, nettodjup i mm	608
Ytermått, brutt höjd i mm	145
Ytermått, bruttbredd i mm	150
Ytermått, bruttdjup i mm	620
Nettovikt i kg	0,77
Bruttovikt i kg	1,82