


APWD 082

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516065920 / Materialnummer: 11013510 / Gamla materialnummer: 68508200D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckensålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckensålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckensålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	310
Ytermått, nettobredd i mm	365
Ytermått, nettodjup i mm	310
Ytermått, bruttohöjd i mm	305
Ytermått, bruttbredd i mm	305
Ytermått, bruttodjup i mm	395
Nettovikt i kg	0,92
Bruttovikt i kg	1,67