


APWD 086

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516065968 / Materialnummer: 11013550 / Gamla materialnummer: 68508600D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Spoldesinfektor	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PWD 8545	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för bäckensålar och urinflaskor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av bäckensålar och urinflaskor	•
<b>Kapacitet</b>	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckensålar [antal]	1
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	303
Ytermått, nettobredd i mm	205
Ytermått, nettodjup i mm	447
Ytermått, bruttohöjd i mm	345
Ytermått, bruttbredd i mm	425
Ytermått, bruttodjup i mm	515
Nettovikt i kg	1,34
Bruttovikt i kg	3,04