


APWD 088

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516065999 / Materialnummer: 11013570 / Gamla materialnummer: 68508800D

| | |
|---|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Spoldesinfektor | • |
| Modelltillhörighet | |
| PWD 8545 | • |
| Produktkategori | |
| Insats för bäckenskålar och urinflaskor | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor | • |
| Kapacitet | |
| Urinflaskor [antal] | 3 |
| Bäckenskålar [antal] | 1 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 330 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 375 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 285 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 305 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 305 |
| Ytermått, bruttodjup i mm | 395 |
| Nettovikt i kg | 1,43 |
| Bruttovikt i kg | 2,18 |