


APWD 088

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516065999 / Materialnummer: 11013570 / Gamla materialnummer: 68508800D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckenskålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckenskålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	330
Ytermått, nettobredd i mm	375
Ytermått, nettodjup i mm	285
Ytermått, brutt höjd i mm	305
Ytermått, bruttbredd i mm	305
Ytermått, bruttdjup i mm	395
Nettovikt i kg	1,43
Bruttovikt i kg	2,18