

APWD 090

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066118 / Materialnummer: 11013590 / Gamla materialnummer: 68509000D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Spoldesinfektor	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PWD 8545	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för bäckenskålar och urinflaskor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor	•
<b>Kapacitet</b>	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckenskålar [antal]	1
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	340
Ytermått, nettobredd i mm	380
Ytermått, nettodjup i mm	295
Ytermått, bruttohöjd i mm	305
Ytermått, bruttbredd i mm	305
Ytermått, bruttodjup i mm	395
Nettovikt i kg	1,28
Bruttovikt i kg	2,01