

APWD 091

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066125 / Materialnummer: 11013600 / Gamla materialnummer: 68509100D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckenskålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckenskålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	350
Ytermått, nettobredd i mm	400
Ytermått, nettodjup i mm	370
Ytermått, bruttohöjd i mm	360
Ytermått, bruttbredd i mm	430
Ytermått, bruttodjup i mm	510
Nettovikt i kg	2,02
Bruttovikt i kg	3,67