

APWD 092

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066132 / Materialnummer: 11013610 / Gamla materialnummer: 68509200D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckensålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckensålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckensålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	350
Ytermått, nettobredd i mm	445
Ytermått, nettodjup i mm	400
Ytermått, brutt höjd i mm	355
Ytermått, bruttbredd i mm	440
Ytermått, bruttdjup i mm	512
Nettovikt i kg	1,54
Bruttovikt i kg	3,32