


APWD 093

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066033 / Materialnummer: 11013620 / Gamla materialnummer: 68509300D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckensålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckensålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckensålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	325
Ytermått, nettobredd i mm	395
Ytermått, nettodjup i mm	390
Ytermått, bruttohöjd i mm	348
Ytermått, bruttbredd i mm	430
Ytermått, bruttodjup i mm	506
Nettovikt i kg	1,91
Bruttovikt i kg	3,38