


APWD 095

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066057 / Materialnummer: 11013640 / Gamla materialnummer: 68509500D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckenskålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckenskålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	340
Ytermått, nettobredd i mm	380
Ytermått, nettodjup i mm	295
Ytermått, bruttohöjd i mm	365
Ytermått, bruttbredd i mm	430
Ytermått, bruttodjup i mm	510
Nettovikt i kg	1,35
Bruttovikt i kg	2,65