

APWD 098

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.

EAN: 4002516066071 / Materialnummer: 11013660 / Gamla materialnummer: 68509800D



Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckenskålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckenskålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	325
Ytermått, nettobredd i mm	390
Ytermått, nettodjup i mm	400
Ytermått, bruttohöjd i mm	365
Ytermått, bruttbredd i mm	435
Ytermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	2,02
Bruttovikt i kg	3,58