


APWD 099

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066088 / Materialnummer: 11013670 / Gamla materialnummer: 68509900D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8541	•
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckensålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av avföringshinkar	•
Rengöring av tvättbaljor	•
Rengöring av uppsamlingskärl	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckensålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	150
Ytermått, nettobredd i mm	420
Ytermått, nettodjup i mm	300
Ytermått, brutthöjd i mm	195
Ytermått, bruttbredd i mm	285
Ytermått, bruttdjup i mm	410
Nettovikt i kg	0,70
Bruttovikt i kg	1,56