


APWD 100

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066095 / Materialnummer: 11013680 / Gamla materialnummer: 68510000D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8545	•
Produktkategori	
Insats för bäckenskålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	3
Bäckenskålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	350
Ytermått, nettobredd i mm	282
Ytermått, nettodjup i mm	368
Ytermått, bruttohöjd i mm	350
Ytermått, bruttbredd i mm	430
Ytermått, bruttodjup i mm	515
Nettovikt i kg	1,29
Bruttovikt i kg	2,92