


APWD 107

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066149 / Materialnummer: 11013700 / Gamla materialnummer: 68510700D

<b>Produkttilhörighet</b>	
Spoldesinfektor	•
<b>Modelltilhörighet</b>	
PWD 8549	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för bäckensålar och urinflaskor	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av bäckensålar och urinflaskor	•
<b>Kapacitet</b>	
Urinflaskor [antal]	2
Bäckensålar [antal]	1
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	330
Ytermått, nettobredd i mm	435
Ytermått, nettodjup i mm	410
Ytermått, bruttohöjd i mm	365
Ytermått, bruttbredd i mm	435
Ytermått, bruttodjup i mm	515
Nettovikt i kg	2,10
Bruttovikt i kg	2,10