

APWD 108

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066156 / Materialnummer: 11013710 / Gamla materialnummer: 68510800D

| | |
|--|----------------|
| Produkttillhörighet | |
| Spoldesinfektor | • |
| Modelltillhörighet | |
| PWD 8549 | • |
| Produktkategori | |
| Insats för bäckensålar och urinflaskor | • |
| Produktegenskaper | |
| Material | Rostfritt stål |
| Färg | Rostfritt stål |
| Användningsområde | |
| Rengöring av bäckensålar och urinflaskor | • |
| Kapacitet | |
| Urinflaskor [antal] | 2 |
| Bäckensålar [antal] | 1 |
| Mått och vikt | |
| Ytermått, nettohöjd i mm | 330 |
| Ytermått, nettobredd i mm | 435 |
| Ytermått, nettodjup i mm | 410 |
| Ytermått, bruttohöjd i mm | 365 |
| Ytermått, bruttbredd i mm | 435 |
| Ytermått, bruttodjup i mm | 515 |
| Nettovikt i kg | 2,10 |
| Bruttovikt i kg | 2,10 |