


APWD 109

Tillbehör

för optimal rengöring och desinfektion av disken i spoldesinfektor.



EAN: 4002516066163 / Materialnummer: 11013720 / Gamla materialnummer: 68510900D

Produkttillhörighet	
Spoldesinfektor	•
Modelltillhörighet	
PWD 8549	•
Produktkategori	
Insats för bäckenskålar och urinflaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av bäckenskålar och urinflaskor	•
Kapacitet	
Urinflaskor [antal]	2
Bäckenskålar [antal]	1
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	380
Ytermått, nettobredd i mm	435
Ytermått, nettodjup i mm	410
Ytermått, bruttohöjd i mm	365
Ytermått, bruttbredd i mm	435
Ytermått, bruttodjup i mm	515
Nettovikt i kg	2,18
Bruttovikt i kg	3,78