


APWD 060

Korg

för optimal placering av diverse tillbehör och trådkorgar.



- Placeringshöjd 230 mm -bredd 370 mm, -djup 395 mm
- Ett djup på bara 370 mm är tillgängligt nära korgens koppling över 50 mm

EAN: 4002516066644 / Materialnummer: 11017140 /

Gamla materialnummer: 68406000D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
Produktkategori	
Övrig korg	•
Användningsområde	
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Vit.
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	85
Ytermått, nettobredd i mm	395
Ytermått, nettodjup i mm	469
Ytermått, bruttohöjd i mm	262
Ytermått, bruttbredd i mm	408
Ytermått, bruttodjup i mm	512
Nettovikt i kg	1,42
Bruttovikt i kg	2,92