


APWD 061

Korg

för optimal placering av handstycken och diverse tillbehör och trådkorgar.

EAN: 4002516066651 / Materialnummer: 11017150 / Gamla materialnummer: 68406100D



- Utrustad med ställ för 6 hand-, vinkelstycken och turbiner
- Aktiv innertorkning av hand- och vinkelstycken

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Injektorkorg	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Blå, Rostfritt stål, Vit.
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Kapacitet	
Roterande instrument [antal]	6
Ihåliga instrument [antal]	6
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	85
Ytermått, nettobredd i mm	395
Ytermått, nettodjup i mm	469
Ytermått, bruttohöjd i mm	262
Ytermått, bruttbredd i mm	408
Ytermått, bruttodjup i mm	512
Nettovikt i kg	2,18
Bruttovikt i kg	3,68