

APWD 062

Tillbehör

för optimal placering av stående instrument.



- Lämpad för placering av sonder, pincetter och munspeglar
- Lämplig för placering av filar, mejslar och podiatriinstrument.

EAN: 4002516066668 / Materialnummer: 11017160 / Gamla materialnummer: 68406200D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
PWD 8534	•
<b>Produktkategori</b>	
Insats för instrument	•
Insats/modul för dentalinstrument	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av dentalinstrument	•
<b>Mått och vikt</b>	
Ytermått, nettohöjd i mm	122
Ytermått, nettobredd i mm	124
Ytermått, nettodjup i mm	395
Ytermått, bruttohöjd i mm	160
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttodjup i mm	415
Nettovikt i kg	0,71
Bruttovikt i kg	0,95