


APWD 067

för optimal rengöring av roterande instrument i korg APWD 061

för optimal rengöring av roterande instrument i korg APWD 061



- Endast användbar med motsvarande underdel APWD 068

EAN: 4002516066729 / Materialnummer: 11017200 / Gamla materialnummer: 68406700D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Adapter	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Blå
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	2
Ytermått, nettobredd i mm	346
Ytermått, nettodjup i mm	3
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	120
Ytermått, bruttdjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,01