


APWD 070
Silikonadapter
för placering av roterande instrument Ø 19–21 mm



- Endast användbar med stället APWD 067

EAN: 4002516066750 / Materialnummer: 11017230 / Gamla materialnummer: 68407000D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Modelltillhörighet	
PWD 8531	•
PWD 8532	•
Produktkategori	
Adapter	•
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Syntet
Färg	Transparent
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	3
Ytermått, nettobredd i mm	3
Ytermått, nettodjup i mm	2
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,00