

GP CA ST 0252 L

Rengöringsmedel för rostfritt stål SteelCare, 250 ml  
för en jämn, mattglänsande och ren yta av rostfritt stål.

EAN: 4002516084310 / Materialnummer: 11023350 /  
Gamla materialnummer: 22996913EU1



- Tillförlitlig borttagning av fingeravtryck, ränder och fläckar
- En skyddsfilm hindrar ny smuts från att fastna
- Hög prestanda – enkel och bekväm användning
- Passar för användning där livsmedel förvaras eller tillagas
- Den bästa skötseln för många år av tillförlitlig användning