

A 847  
Injektordysa  
med stöd för rengöring av e-kolvar.



- För Erlenmeyerkolvar till 5 l
- Längd dysa: 127 mm
- Ø för dysa: 10 mm, Ø för stöd: 142 mm
- Lämplig för modul A 313 och A 612

EAN: 4002516071471 / Materialnummer: 11025600 / Gamla materialnummer: 69684700D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Grå
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	170
Ytermått, nettobredd i mm	249
Ytermått, nettodjup i mm	35
Ytermått, brutthöjd i mm	305
Ytermått, bruttbredd i mm	300
Ytermått, bruttdjup i mm	200
Nettovikt i kg	0,12
Bruttovikt i kg	0,27