

A 854

Vinkeladapter

för konnektering av diskgoods i diskhållare med begränsad belastningshöjd.



- Lämpad för anslutning av slangar med Luer-lock
- Bland annat lämpad för anslutning av dysor

EAN: 4002516212348 / Materialnummer: 11035420 /

Gamla materialnummer: 69785400D

Produkttillhörighet

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin

•

Stora diskdesinfektorer, medicin

•

Modelltillhörighet

G 7823

•

G 7824

•

G 7825

•

G 7826

•

PG 8527

•

PG 8528

•

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktkategori

Övriga tillbehör

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål

Färg

Rostfritt stål

Användningsområde

Rengöring av MIC-instrument

•

Rengöring av oftalmologiska instrument

•

Rengöring av ihålliga instrument

•

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

24

Ytermått, nettobredd i mm

24

Ytermått, nettodjup i mm

33

Ytermått, bruttohöjd i mm

12

Ytermått, bruttbredd i mm

80

Ytermått, bruttdjup i mm

120

Nettovikt i kg

0,01

Bruttovikt i kg

0,01