

A 855

Silikonslang

för konnektering av diskgoods, längd 160 mm.



- Vridavlastad anslutningsslang
- Längd 160 mm

EAN: 4002516138396 / Materialnummer: 11035460 /
Gamla materialnummer: 69785500D

Produkttilhörighet

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Stora diskdesinfektorer, medicin	•

Modelltilhörighet

PG 8536	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•

Produktkategori

Övriga tillbehör	•
------------------	---

Produktegenskaper

Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Transparent

Användningsområde

Rengöring av ihåliga instrument	•
---------------------------------	---

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm	10
Ytermått, nettobredd i mm	10
Ytermått, nettodjup i mm	160
Ytermått, bruttonhöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttdjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,01
Bruttovikt i kg	0,02