

APH 592
Färgöverföringsband
för protokollskrivare APH 510 PRT110.



EAN: 8809166675907 / Materialnummer: 11053500 / Gamla materialnummer: 68817005D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
G 7831	•
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PWD 8541	•
PWD 8545	•
PWD 8546	•
PWD 8549	•
Produktkategori	
Process-/driftdokumentation/kommunikation	•
Produktegenskaper	
Färg	Röd, Svart
Användningsområde	
Rengöring av pipetter/vialer	•
Rengöring av laboratorieglas	•
Rengöring av objektbärare	•
Rengöring av butyrometrar	•
Rengöring av apoteks-/infusionsflaskor	•
Rengöring av anesthesiinstrument	•
Rengöring av MIC-instrument	•
Rengöring av oftalmologiska instrument	•
Rengöring av robotinstrument	•
Rengöring av GYN-instrument	•
Rengöring av ÖNH-instrument	•
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av OP-skor	•
Rengöring av skålar	•
Rengöring av rondsålar	•
Rengöring av nappflaskor	•
Rengöring av OP-instrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Rengöring av ortopediska OP-instrument	•
Rengöring av intramedullära spikar/borrar	•
Rengöring av plattor/brickor	•
Rengöring av trådkorgar	•
Rengöring av mätocylindrar	•
Rengöring av behållare, till exempel behållare för andningskalk	•
Rengöring av bäckensålar och urinflaskor	•

APH 592
Färgöverföringsband
för protokollskrivare APH 510 PRT110.



EAN: 8809166675907 / Materialnummer: 11053500 / Gamla materialnummer: 68817005D

Rengöring av diverse objekt

•

Mått och vikt

Ytermått, nettohöjd i mm

0

Ytermått, nettobredd i mm

0

Ytermått, nettodjup i mm

0

Ytermått, bruttonhöjd i mm

55

Ytermått, bruttbredd i mm

180

Ytermått, bruttdjup i mm

250

Nettovikt i kg

0,04

Bruttovikt i kg

0,05

Normer/kontr.märkning/certif.

CE

•