

A 838

Nyckelsats

för inställning av korghöjder och montering/demontering av injektordysor.



- Sats bestående av torxnyckel och fast nyckel
- Passar överkorgar och lastvagnar från Miele

EAN: 4002516171720 / Materialnummer: 11054290 / Gamla materialnummer: 69783800D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8505	•
Produktkategori	
Övriga tillbehör	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	0
Ytermått, nettobredd i mm	0
Ytermått, nettodjup i mm	0
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	80
Ytermått, bruttodjup i mm	120
Nettovikt i kg	0,00
Bruttovikt i kg	0,00