

A 312
Tillbehör
för rengöring av viskosimetrar.



- Lämpad för upp till 8.0 viskosimetrar
- Utrustad med 8 specialdysor A 867
- Dysavstånd 118 mm i bredd, 118 mm i djup

EAN: 4002516087397 / Materialnummer: 11054470 / Gamla materialnummer: 69631200D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Modul för viskosimetrar	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet, Silikon
Färg	Rostfritt stål, Svart
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Viskosimeter [antal]	8,0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	66
Ytermått, nettobredd i mm	133
Ytermått, nettodjup i mm	479
Ytermått, bruttohöjd i mm	250
Ytermått, bruttbredd i mm	230
Ytermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	1,58
Bruttovikt i kg	2,33