


A 836

Injektordysor sats

För optimal rengöring av ihåliga instrument inom området dental.



- För placering i överkorgen A 105/1 eller modul A 315/1
- Förpackning med 22 dentalinjektordysor A 833

EAN: 4002516204091 / Materialnummer: 11054660 /

Gamla materialnummer: 69783600D

Produkttillhörighet	
Diskdesinfektorer	•
Rengörings- diskdesinfektorer, medicin	•
Modelltillhörighet	
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PWD 8682	•
PWD 8682 CD	•
PWD 8692	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål
Färg	Rostfritt stål
Användningsområde	
Rengöring av dentalinstrument	•
Rengöring av ihåliga instrument	•
Mått och vikt	
Yttermått, bruttohöjd i mm	12
Yttermått, bruttbredd i mm	120
Yttermått, bruttodjup i mm	170
Nettovikt i kg	0,20
Bruttovikt i kg	0,20