


A 837

Spolhylse-set

Extra lämplig för optimal rengöring av ihåliga instrument, inom ÖNH.



- För placering i överkorgen A 105/1 eller modul A 315
- Inkl. kåpa och fästklämma
- Förpackning med 22 spolhylsor A 817

EAN: 4002516204107 / Materialnummer: 11054690 /
Gamla materialnummer: 69783700D

Produkttillhörighet

Rengörings- diskdesinfektorer, medicin

•

Modelltillhörighet

PG 8536

•

PG 8562

•

PG 8582

•

PG 8582 CD

•

PG 8592

•

PWD 8682

•

PWD 8682 CD

•

PWD 8692

•

Produktkategori

Spolhylsa

•

Produktegenskaper

Material

Rostfritt stål, Syntet

Färg

Rostfritt stål, Svart

Användningsområde

Rengöring av ÖNH-instrument

•

Rengöring av ihåliga instrument

•

Mått och vikt

Ytermått, bruttohöjd i mm

55

Ytermått, bruttbredd i mm

180

Ytermått, bruttodjup i mm

250

Nettovikt i kg

0,53

Bruttovikt i kg

0,53