

A 313  
Tillbehör  
för rengöring av laborierglas med stor volym.



- Laborierflaskor till 10 l
- Rundkolvar till 6 l
- Erlenmeyerkolvar till 5 l
- Mätkolvar till 5 l
- Kan individuellt förses med dysor och hållare
- Utrustad med 5 injektorpositioner för 2 eller 3 delar som ska diskas

EAN: 4002516087854 / Materialnummer: 11055970 /  
Gamla materialnummer: 69631300D

<b>Produkttillhörighet</b>	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laborieriediskmaskiner	•
<b>Modelltillhörighet</b>	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
<b>Produktkategori</b>	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Modul för laborierieglass, stor volym	•
<b>Produktegenskaper</b>	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
<b>Användningsområde</b>	
Rengöring av laborierieglass	•
<b>Mått och vikt</b>	
Yttermått, nettohöjd i mm	221
Yttermått, nettobredd i mm	234
Yttermått, nettodjup i mm	495
Yttermått, bruttohöjd i mm	260
Yttermått, bruttbredd i mm	270
Yttermått, bruttodjup i mm	505
Nettovikt i kg	2,82
Bruttovikt i kg	3,29