

A 841

Injektordysa

med plaststöd, dysdiameter 6, längd 210 mm, 1 stycken



- Passar för injektorvagnar och injektorkorgar, fastskruvbar
- Optimal för diskgoods med en öppning på mellan 12–85 mm
- Diameter på kåpan uppe: 11 mm
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet

EAN: 4002516188759 / Materialnummer: 11056190 /

Gamla materialnummer: 69684100D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8604	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Injektordysa	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	210
Ytermått, nettobredd i mm	92
Ytermått, nettodjup i mm	86
Ytermått, bruttohöjd i mm	12
Ytermått, bruttbredd i mm	100
Ytermått, bruttodjup i mm	150
Nettovikt i kg	0,03
Bruttovikt i kg	0,04