

A 301/4

Injektormodul

för optimal placering av laboratorieglas – kan utrustas med 18 dysor.



- Lämplig för diverse laboratorieglas som e-kolvar, rundkolvar osv.
- Modul utan injektordysor – användning efter individuellt behov
- För upp till 18 injektormunstycken
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Dysavstånd 78 mm i bredd, 78 mm i djup
- Passar särskilt för A 842 och A 843 (dysdiameter 4 mm)

EAN: 4002516087649 / Materialnummer: 11056780 / Gamla materialnummer: 69630104D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 7111	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglas	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	18
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	72
Ytermått, nettobredd i mm	173
Ytermått, nettodjup i mm	479
Ytermått, brutt höjd i mm	100
Ytermått, bruttbredd i mm	205
Ytermått, bruttdjup i mm	487
Nettovikt i kg	0,85
Bruttovikt i kg	1,89