


A 302/2

Tillbehör

för optimal placering av laboratorieglass – kan utrustas med 32 dysor.



- Lämplig för diverse laboratorieglass som e-kolvar, rundkolvar osv.
- Modul utan injektordysor – användning efter individuellt behov
- För upp till 32 injektormunstycken
- Beståndsdel i EasyLoad-systemet
- Dysavstånd 60 mm i bredd, 57 mm i djup
- Passar särskilt för A 844 och A 845 (dysdiameter 2,5 mm)

EAN: 4002516087656 / Materialnummer: 11056790 / Gamla materialnummer: 69630202D

Produkttillhörighet	
Rengörings- och diskdesinfektorer, laboratorium	•
Stora laboratoriediskmaskiner	•
Modelltillhörighet	
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
Produktkategori	
Tillbehör för smalhalsade glas	•
Tillbehör för diverse flaskor	•
Produktegenskaper	
Material	Rostfritt stål, Syntet
Färg	Rostfritt stål, Svart
Beståndsdel i EasyLoad-systemet	•
Användningsområde	
Rengöring av laboratorieglass	•
Kapacitet	
Smalhalsade glas [antal]	32
Standard elanslutning	
Fasantal	0
Mått och vikt	
Ytermått, nettohöjd i mm	72
Ytermått, nettobredd i mm	195
Ytermått, nettodjup i mm	479
Ytermått, brutt höjd i mm	200
Ytermått, bruttbredd i mm	525
Ytermått, bruttdjup i mm	540
Nettovikt i kg	1,09
Bruttovikt i kg	2,16